

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* HERPES SIMPLEX VIRUS 1 IgG

Artikelnr. / Article No.	BC1051G		
Chargen-Nr. / Lot No.	SCH.BZ		
Herstelldatum / Manufacturing Date	2017-03		
Verfallsdatum / Expiry Date	2019-03		
Zielwert / Target value	331 U/ml		
Zielwertbereich / Target Range	166 U/ml	bis / to	662 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2018 / 11 - 1		
gültig ab SERION ELISA classic Kitcharge / valid from SERION ELISA classic lot	SKI.EH		



Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /
Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA *control*

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei
Januar

/ Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 M