

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* HERPES SIMPLEX VIRUS 1/2 IgM

| | | | |
|------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Artikelnr. / Article No. | BC105M | | |
| Chargen-Nr. / Lot No. | SMI.CW | | |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2018-12 | | |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2020-12 | | |
| Zielwert / Target value | 47,8 U/ml | | |
| Zielwertbereich / Target Range | 24,0 U/ml | bis / to | 95,6 U/ml |
| Versions-Nr. / Version No. | 2019 / 01 - 1 | | |



Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) /
Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA *control*

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei
Januar

/ Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:

Institut Virion\Serion GmbH

Friedrich-Bergius-Ring 19

D-97076 Würzburg

Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: info@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-160 M