

# Analysenzertifikat Certificate of Analysis

**SERION ELISA AI control 2**

**Borrelia burgdorferi IgG**

virion\serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS121G2 (CL0051)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS121G2 (CL0042)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL121G2 (CL0041)
IFU-Version / IFU version	8-19/07-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2020-03
Verfallsdatum / Expiry Date	2022-03-31
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	32,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	354 mg/L
Q(Alb)	11,06 x 10 <sup>-3</sup>
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	16,20 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	26,0 mg/L
Q(IgG)	1,6 x 10 <sup>-3</sup>

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum 1:400	Liquor / CSF 1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	25 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 6,96	
Zielwertbereich / Target Range	AI ≥ 4,18 - ≤ 9,75	
Versions-Nr. / Version No.	2020 / 08 - 1	
gültig ab SERION ELISA classic Kitcharge / valid from SERION ELISA classic lot	EK0078	



Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: info@virion-serion.de  
Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 N