

Spezifikationen SERION *easyCSF*

PC

Damit SERION *easyCSF* auf Ihrem PC läuft, müssen verschiedene Hard- und Softwarevoraussetzungen erfüllt sein, die im Folgenden aufgeführt sind

Betriebssystem:	Win 10 Professional 64bit
Sprache des Betriebssystems:	German or English (US)
Länderspezifisches Format:	German or English (US)
CPU:	Min. 2 x 1.8 GHz
RAM:	Min. 4 GB RAM

Betriebssystem

SERION *easyCSF* ist verwendbar unter Windows® 10. Validiert wurde die Anwendung unter Windows 10 unter Berücksichtigung Deutscher und Englischer (US) Sprach- sowie Länder- (Format-) Einstellungen.

- Windows 10
- Microsoft® .NET Core 3.1.9 runtime oder neuer muss installiert sein