

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

**SERION ELISA AI control 2**

**Herpes Simples Virus 1/2 IgG**

virion \ serion

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Produkt-Nr. (Charge)<br>/ Product No. (Lot)             | CLS105G2 (CM0143)     |
| Artikel-Nr. Serum (Charge)<br>/ Article No. Serum (Lot) | BCS105G2 (CM0133)     |
| Artikel-Nr. Liquor (Charge)<br>/ Article No. CSF (Lot)  | BCL105G2 (CM0134)     |
| IFU-Version / IFU version                               | 8-19/07-1             |
| Herstelldatum / Manufacturing Date                      | 2021-09               |
| Verfallsdatum / Expiry Date                             | 2023-09-30            |
| Gesamt Serum Albumin<br>/ Total Serum Albumin           | 50,0 g/L              |
| Gesamt Liquor Albumin<br>/ Total CSF Albumin            | 250 mg/L              |
| Q(Alb)  | $5 \times 10^{-3}$    |
| Gesamt Serum IgG<br>/ Total Serum IgG                   | 20,00 g/L             |
| Gesamt Liquor IgG<br>/ Total Liquor IgG                 | 25,0 mg/L             |
| Q(IgG)  | $1,25 \times 10^{-3}$ |

|   |                              |                     |
|---|------------------------------|---------------------|
| Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung<br>/ Recommended Serum and CSF Dilution | Serum / Serum<br>1:400       | Liquor / CSF<br>1:2 |
| Alter des Patienten<br>/ Age of the patient                                   | 35<br>Jahre / years          |                     |
| Antikörperindex Zielwert<br>/ Antibody Index Target Value                     | AI 4,35                      |                     |
| Zielwertbereich / Target Range  | AI $\geq 2,61$ - $\leq 6,09$ |                     |
| Versions-Nr. / Version No.  | 2021 / 10 - 1                |                     |



Hersteller / Manufacturer:  
 Institut Virion\Serion GmbH  
 Friedrich-Bergius-Ring 19  
 D-97076 Würzburg  
 Germany  
 Tel. +49 931 3045 0  
 Fax +49 931 3045 100  
 E-Mail: info@virion-serion.de  
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 0