

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control 2

Varicella Zoster Virus IgG

virion \ serion

| | |
|---|-----------------------|
| Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot) | CLS104G2 (C00212) |
| Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot) | BCS104G2 (C00195) |
| Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot) | BCL104G2 (C00194) |
| IFU-Version / IFU version | 10-23/01-1 |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2023-10 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2025-10-31 |
| Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin | 51,0 g/L |
| Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin | 270 mg/L |
| Q(Alb) | $5,29 \times 10^{-3}$ |
| Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG | 15,00 g/L |
| Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG | 25,0 mg/L |
| Q(IgG) | $1,67 \times 10^{-3}$ |

| | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution | Serum / Serum 1:400 | Liquor / CSF 1:2 |
| Alter des Patienten / Age of the patient | 35 Jahre / years | |
| Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value | AI 3,15 | |
| Zielwertbereich / Target Range | AI $\geq 1,89$ - $\leq 4,41$ | |
| Versions-Nr. / Version No. | 2023 / 11 - 1 | |



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 R