

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

**SERION ELISA AI control 1**

### Borrelia burgdorferi IgG

virion \ serion

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Produkt-Nr. (Charge)<br>/ Product No. (Lot)             | CLS121G1 (CP0033)     |
| Artikel-Nr. Serum (Charge)<br>/ Article No. Serum (Lot) | BCS121G1 (CP0028)     |
| Artikel-Nr. Liquor (Charge)<br>/ Article No. CSF (Lot)  | BCL121G1 (CP0027)     |
| IFU-Version / IFU version                               | 10-23/01-1            |
| Herstelldatum / Manufacturing Date                      | 2024-02               |
| Verfallsdatum / Expiry Date                             | 2026-02-28            |
| Gesamt Serum Albumin<br>/ Total Serum Albumin           | 40,0 g/L              |
| Gesamt Liquor Albumin<br>/ Total CSF Albumin            | 220 mg/L              |
| Q(Alb)  | $5,5 \times 10^{-3}$  |
| Gesamt Serum IgG<br>/ Total Serum IgG                   | 6,30 g/L              |
| Gesamt Liquor IgG<br>/ Total Liquor IgG                 | 24,0 mg/L             |
| Q(IgG)  | $3,81 \times 10^{-3}$ |

|   |                            |                     |
|---|----------------------------|---------------------|
| Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung<br>/ Recommended Serum and CSF Dilution | Serum / Serum<br>1:400     | Liquor / CSF<br>1:2 |
| Alter des Patienten<br>/ Age of the patient                                   | 25<br>Jahre / years        |                     |
| Antikörperindex Zielwert<br>/ Antibody Index Target Value                     | AI 1                       |                     |
| Zielwertbereich / Target Range  | AI $\geq 0,6$ - $\leq 1,4$ |                     |
| Versions-Nr. / Version No.  | 2024 / 02 - 1              |                     |



Hersteller / Manufacturer:  
 Institut Virion \ Serion GmbH  
 Friedrich-Bergius-Ring 19  
 D-97076 Würzburg  
 Germany  
 Tel. +49 931 3045 0  
 Fax +49 931 3045 100  
 E-Mail: info@virion-serion.de  
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 R