



# Analysenzertifikat Certificate of Analysis

## SERION ELISA Avidity Control Rubella Virus

Best.-Nr. / Ordner No.	BR129AVID
Chargen-Nr. / Lot No.	CP0090
IFU-Version / IFU version	6-24/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2024-07
Verfallsdatum / Expiry Date	2034-07-31
Zielwert (SERION Aviditätsindex) / Target Value SERION Avidity Index	14 %
Zielbereich (SERION Aviditätsindex) / Target Range (SERION Avidity Index)	7,1 % bis / to 21 %
Rekonstitution / Reconstitution	0,1 ml Aqua dest.
Serumverdünnung / Serum Dilution	1 + 100
Versions-Nr. / Version No.	2024 / 07 - 1



### Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /

Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /

Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)  
Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-146 F