

# Analysenzertifikat Certificate of Analysis

**SERION ELISA AI control**

**2**

**Masern/Measles IgG**

virion \ serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS102G2 (CP0173)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS102G2 (CP0170)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL102G2 (CP0171)
IFU-Version / IFU version	11-24/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2024-11
Verfallsdatum / Expiry Date	2026-11-30
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	50,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	250 mg/L
Q(Alb)	$5 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	16,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total CSF IgG	22,00 mg/L
Q(IgG)	$1,38 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum 1:400	Liquor / CSF 1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	51 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,32	
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq 2$ - $\leq 4,65$	
Versions-Nr. / Version No.	2024 / 11 - 1	



Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)  
Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 T