



# Analysenzertifikat Certificate of Analysis

## SERION ELISA *control* Candida antigen

Artikelnr. / Article No.	BC200
Chargen-Nr. / Lot No.	CR0002
IFU-Version / IFU version	10-25/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2026-01
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-01-31
Anwendung / Application	Gebrauchsfertig, bitte nicht kochen / Ready to use, please do not boil
Zielwert / target value	7,58 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	3,80 U/ml bis / to 15,1 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2026 / 01 - 1



### Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA classic/antigen Chargen-ID  
(Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION  
ELISA classic/antigen lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 /

Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung /

Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)  
Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-203 H