

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI control 2

Borrelia burgdorferi IgM

| | |
|---|-------------------------|
| Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot) | CLS121M2 (CQ0141) |
| Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot) | BCS121M2 (CQ0126) |
| Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot) | BCL121M2 (CQ0125) |
| IFU-Version / IFU version | 12-25/06-1 |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2025-09 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2027-09-30 |
| Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin | 30,0 g/L |
| Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin | 200 mg/L |
| Q(Alb) | 6,67 x 10 ⁻³ |
| Gesamt Serum IgM / Total Serum IgM | 0,400 g/L |
| Gesamt Liquor IgM / Total CSF IgM | 0,600 mg/L |
| Q(IgM) | 1,50 x 10 ⁻³ |

virion\serion

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution | Serum / Serum 1:400 | Liquor / CSF 1:2 |
| Alter des Patienten / Age of the patient | 25 Jahre / years | |
| Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value | AI 3 | |
| Zielwertbereich / Target Range | AI ≥ 1,8 - ≤ 4,2 | |
| Versions-Nr. / Version No. | 2026 / 01 - 1 | |
| gültig ab SERION ELISA classic Kitcharge / valid from SERION ELISA classic lot | ER0003 | |



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA classic Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA classic lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

FB-IV-164 V