


Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI *control* 2

HERPES SIMPLEX VIRUS 1+2 IgG



virion\serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS105G2 (SHH.DQ)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS105G2 (SHH.DO)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL105G2 (SHH.DP)
Verfallsdatum / Expiry Date	2019-08
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	53,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	115 mg/L
Q(Alb)	$2,17 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	13,50 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	20,5 mg/L
Q(IgG)	$1,52 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,67
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq 2,21$ und / and $\leq 5,13$
Versions-Nr. / Version No.	2017 / 08 - 1

Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: dialog@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-164