


Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI *control* 2

MASERN VIRUS / MEASLES / ROUGEOLE IgG



virion\serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS102G2 (SLH.CM)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS102G2 (VLH.AB)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL102G2 (VLH.AA)
Verfallsdatum / Expiry Date	2019-05
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	65,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	210 mg/L
Q(Alb)	$3,23 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	15,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	20,5 mg/L
Q(IgG)	$1,37 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,59
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq 2,16$ und / and $\leq 5,02$
Versions-Nr. / Version No.	2017 / 11 - 1

Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar

/ Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany

Tel. +49 931 3045 0

Fax +49 931 3045 100

E-Mail: dialog@virion-serion.de

Internet: www.virion-serion.de

FB-IV-164