


# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

SERION ELISA AI *control* 2

VARICELLA-ZOSTER VIRUS IgG



virion\serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS104G2 (SEH.CX)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS104G2 (SEH.CV)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL104G2 (SEH.CU)
Verfallsdatum / Expiry Date	2019-05
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	56,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	220 mg/L
Q(Alb)	$3,93 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	19,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	25,0 mg/L
Q(IgG)	$1,32 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 5,46
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq 3,28$ und / and $\leq 7,64$
Versions-Nr. / Version No.	2017 / 10 - 1
gültig ab SERION ELISA classic Kitcharge / valid from SERION ELISA classic lot	SKH.CL

### Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010

/ Third Digit: Year of Production starting with 2010



Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: [dialog@virion-serion.de](mailto:dialog@virion-serion.de)  
Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)

FB-IV-164