

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

virion \ serion

SERION ELISA AI control 1
BORRELIA BURGDORFERI IgM

| | |
|---|-----------------------|
| Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot) | CLS121M1 (SKI.BM) |
| Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot) | BCS121M1 (SKI.AE) |
| Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot) | BCL121M1 (SKI.AF) |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2018-10 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2020-10 |
| Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin | 45,0 g/L |
| Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin | 390 mg/L |
| Q(Alb) | $8,67 \times 10^{-3}$ |
| Gesamt Serum IgM / Total Serum IgM | 0,33 g/L |
| Gesamt Liquor IgM / Total Liquor IgM | 0,5 mg/L |
| Q(IgM) | $1,52 \times 10^{-3}$ |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution | 1:400 |
| Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution | 1:2 |
| Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value | AI 1 |
| Zielwertbereich / Target Range | AI \geq 0,60 und / and \leq 1,40 |
| Versions-Nr. / Version No. | 2018 / 10 - 1 |

Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de
 FB-IV-164 H