

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

**SERION ELISA AI control 1**

**HERPES SIMPLEX VIRUS 1+2 IgG**

virion\serion

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS105G1 (SLI.EG)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS105G1 (SLI.DM)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL105G1 (SLI.DN)
Herstelldatum / Manufacturing Date	2018-11
Verfallsdatum / Expiry Date	2020-11
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	32,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	430 mg/L
Q(Alb)	13,44 x 10 <sup>-3</sup>
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	6,60 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	58,0 mg/L
Q(IgG)	8,79 x 10 <sup>-3</sup>

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1
Zielwertbereich / Target Range	AI ≥ 0,60 und / and ≤ 1,40
Versions-Nr. / Version No.	2018 / 12 - 1

Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010



Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: info@virion-serion.de  
Internet: www.virion-serion.de  
FB-IV-164 H