

# Analysenzertifikat

## Certificate of Analysis

virion\serion

**SERION ELISA AI control 1**

**RÖTELN VIRUS / RUBELLA VIRUS IgG**

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS129G1 (SDK.CI)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS129G1 (SCK.EM)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL129G1 (SCK.EN)
Herstelldatum / Manufacturing Date	2019-04
Verfallsdatum / Expiry Date	2021-03
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	50,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	200 mg/L
Q(Alb)	$4 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	17,50 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total Liquor IgG	30,0 mg/L
Q(IgG)	$1,71 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serumverdünnung / Recommended Serum Dilution	1:400
Empfohlene Liquorverdünnung / Recommended CSF Dilution	1:2
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1
Zielwertbereich / Target Range	AI $\geq$ 0,60 und / and $\leq$ 1,40
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 04 - 1

Bitte beachten / Please note

Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA control

Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January

Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010



Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: [info@virion-serion.de](mailto:info@virion-serion.de)  
Internet: [www.virion-serion.de](http://www.virion-serion.de)  
FB-IV-164 H