

Analysenzertifikat Certificate of Analysis

SERION ELISA *control* Aviditätstest / Avidity Test Röteln (Rubella)

Best.-Nr. / Ordner No.	BR129AVID
Chargen-Nr. / Lot No.	SEI.CE
Herstelldatum / Manufacturing Date	2018-05
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-05
Zielwert (SERION Aviditätsindex) / Target Value SERION Avidity Index	13,5 %
Zielbereich (SERION Aviditätsindex) / Target Range (SERION Avidity Index)	6,8 % bis / to 20,2 %
Rekonstitution / Reconstitution	0,1 ml Aqua dest.
Serumverdünnung / Serum Dilution	1 + 100
Versions-Nr. / Version No.	2019 / 04 - 1
gültig ab SERION ELISA classic Kitcharge / valid from SERION ELISA classic lot	SCK.EQ



Bitte beachten / Please note
 Aufbau der Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of lot ID (letter "J" not used)
 Erste Stelle / First Digit: SERION ELISA *control*
 Zweite Stelle: Monat des Produktionsjahres beginnend bei Januar / Second Digit: Month of Production starting with January
 Dritte Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Third Digit: Year of Production starting with 2010

Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de