



# Analysenzertifikat Certificate of Analysis

virion\sersion

## SERION KBR Antigen / CFT Antigen COXSACKIEVIRUS B5

|   |   |
|---|---|
| Best.-Nr. / Order No.                     | 1176  |
| Chargen-Nr. / Lot No.                     | SCC.DQ  |
| Verfallsdatum / Expiry Date               | 2022-03   |
| Antigen / Antigen                         | Coxsackie B5 (Stamm Faulkner) /<br>Coxsackie B5 (Strain Faulkner)   |
| Kultursystem / Culture System             | Verozellen / Vero cell culture  |
| Präparation / Preparation                 | Mischung aus infizierten Zellen und<br>Zellkulturmedium (konzentriert und<br>gereinigt) /<br>Mixture of infected cells and cell culture<br>medium (concentrated and purified) |
| Inaktivierung / Inactivation              | Behandlung mit $\beta$ -Propiolakton /<br>treatment with $\beta$ -propiolactone   |
| Konservierung / Preservation              | 0,01 % Thiomersal / 0.01 % thiomersal   |
| Lagerung / Storage                        | 2 °C - 8 °C   |
| Rekonstitution / Reconstitution           | 1 ml Aqua dest.   |
| Gebrauchsverdünnung<br>/ Working Dilution | 1:4   |

serion



multianalyt™