

Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION KBR Antigen / CFT Antigen
COXSACKIEVIRUS B5

Best.-Nr. / Order No.	1176
Chargen-Nr. / Lot No.	SHI.EH
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-08
Antigen / Antigen	Coxsackie B5 (Stamm Faulkner) / Coxsackie B5 (Strain Faulkner)
Kultursystem / Culture System	Verozellen / Vero cell culture
Präparation / Preparation	Mischung aus infizierten Zellen und Zellkulturmedium (konzentriert und gereinigt) / Mixture of infected cells and cell culture Medium (concentrated and purified)
Inaktivierung / Inactivation	Behandlung mit β -Propiolakton / treatment with β -propiolactone
Konservierung / Preservation	0,01 % Thiomersal / 0.01 % thiomersal
Lagerung / Storage	2 °C - 8 °C
Rekonstitution / Reconstitution	1 ml Aqua dest.
Gebrauchsverdünnung / Working Dilution	1:4



Hersteller / Manufacturer:
 Institut Virion\Serion GmbH
 Friedrich-Bergius-Ring 19
 D-97076 Würzburg
 Germany
 Tel. +49 931 3045 0
 Fax +49 931 3045 100
 E-Mail: info@virion-serion.de
 Internet: www.virion-serion.de