

# Analysenzertifikat Certificate of Analysis

**SERION KBR Zusatzreagenz** / CFT Supplementary Reagent  
**KOMPLEMENT** / COMPLEMENT

|  |   |
|--|---|
| Best.-Nr. / Order no.                  | 9001  |
| Chargen-Nr. / Lot no.                  | SLI.BB  |
| Verfallsdatum / Expiry Date            | 2028-11   |
| Material / Material                    | Lyophilisiert mit Kaliumsulfat (2,5 %) und Borsäure (1%) zur Stabilisierung<br>Lyophilized with potassium sulphate (2.5 %) and boric acid (1 %) for stabilization |
| Rekonstituierung / Reconstitution      | 1 ml Aqua dest.   |
| Gebrauchsverdünnung / Working Dilution | Siehe Etikett / see label   |



Hersteller / Manufacturer:  
Institut Virion\Serion GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 19  
D-97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 3045 0  
Fax +49 931 3045 100  
E-Mail: info@virion-serion.de  
Internet: www.virion-serion.de