



Analysenzertifikat Certificate of Analysis

virion\serion

SERION KBR Zusatzreagenz / CFT Supplementary Reagent KOMPLEMENT / COMPLEMENT

| | |
|--|---|
| Best.-Nr. / Order no. | 9001 |
| Chargen-Nr. / Lot no. | SKH.AN |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2027-10 |
| Material / Material | Lyophilisiert mit Kaliumsulfat (2,5 %) und Borsäure (1%) zur Stabilisierung Lyophilized with potassium sulphate (2.5 %) and boric acid (1 %) for stabilization |
| Rekonstituierung / Reconstitution | 1 ml Aqua dest. |
| Gebrauchsverdünnung / Working Dilution | Siehe Etikett / see label |



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: dialog@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de