

## Spezifikationen SERION *easyANALYZE*

Damit SERION *easyANALYZE* auf ihrem PC ausgeführt werden kann sind verschiedene Hardware- und Softwareanforderungen zu erfüllen, die im folgenden aufgelistet werden:

- PC mit Pentium- oder AMD Prozessor oder höher
- Min. 256 MB Arbeitsspeicher
- Min. Bildschirmauflösung 1024x768
- Serielle Schnittstelle Port RS-232
- Microsoft® Windows® 7 und 10
- Min. Microsoft® Office 2003, zur Verwendung des Datenexports
- Microsoft® .NET Framework 2.0 Redistributable (32 oder 64 bit), ist der Installationsdatei beigelegt

Für eine korrekte Messung ist die Wartung und Kalibration des Photometers nach Herstellerangaben unbedingt erforderlich

SERION *easyANALYZE* kann auch mit anderen Computern ähnlicher Ausstattung betrieben werden, allerdings ist das Programm für diese nicht validiert.